

٢٧

دكتور
فهمساري أحمد المحمدي

أسس تحليل وتقييم الأعراف

كراسة العمل الثانية

الإسم : _____
المنشأة : _____



عزبة النخل - القاهرة

طبعة أولى
حقوق الطبع محفوظة

رقم الإيداع بدار الكتب والوثائق القومية

٢١٩٩٠ / ١٨٤١١

التمرين العملى الأول

تقدير الشوائب الظاهرة

الفكرة

يتم فصل الشوائب الظاهرة التى لا تنتمى لمادة العلف الاصلية فصلا يدويا ، وذلك بمجرد الملاحظة بالعين المجردة ، ويختلف مقدار نسبة الشوائب المسموح بها باختلاف مواد العلف وطبيعتها ، ويجب الا تزيد عن ١ ٪ فى الحبوب ، وتتغل فى القش وبقايا اجزاء الساق والاوراق وكذلك الاحجام الكبيرة من الطين والحصى والتراب ، وبذور الحشائش والنباتات الغريبة .

واما الاعلاف المعدة فى صورة ناعمة فقد يصعب تقدير الشوائب الظاهرة بها ، كما هو الحال فى الاكساب والردة ورجيح الكون وغيرها .

خطوات العمل

- ١ - زن حوالى ٥٠٠ الى ١٠٠٠ جرام بالضبط من عينة بالضبط من عينة مادة العلف
- ٢ - افرش العينة على لوح خشبى و افصل المواد الغريبة والشوائب وضعها فى طبق بترى نظيف سبق وزنه
- ٣ - اعد وزن طبق بترى وبه الشوائب واحسب وزن الشوائب .

التمرين العملي الثاني

تقدير الشوائب غير الظاهرة

الفكرة

الشوائب التي لا يمكن فصلها بالعين المجردة نظرا لوجود مادة العلف في صورة ناعمة اولانها متجانسة مع مادة العلف وكذ لك الرمل الناعم والشوائب الارضية الاخرى يمكن فصلها باستخدام الكلوروفورم ، ويتم ذلك كالتى :

خطوات العمل

- ١ - وزن ٥ - ١٠ جرام من مادة العلف بالضبط
- ٢ - ضع العينة فى انبوبة اختبار واسعة واضف اليها كمية من الكلوروفورم حتى قرب نهاية الانبوبة .
- ٣ - سد الانبوبة ورجها رجا شديدا عدة مرات ثم اتركها مدة حتى ترسب الشوائب الثقيلة فى اسفل الانبوبة .
- ٤ - افصل بقية العينة الطافية بحرص ويجب ان تحجز الشوائب الارضية والرمل الذى اسفل الانبوبة .
- ٥ - انقل الرواسب فى اسفل الانبوبة فى زجاجة ساعة نظيفة سبق وزنها
- ٦ - جفف فى فرن تجفيف على درجة ٩٥ م .
- ٧ - اتركها تبرد ثم قدر وزن الشوائب ، كرر ذلك بثلاث عينات لكل مادة علف وخذ المتوسط

النتائج

عينة (١) عينة (٢) عينة (٣)

وزن العينة (جم)

وزن رجاجة الساعة (جم)

وزن رجاجة الساعة و الشوائب (جم)

وزن الشوائب (جم)

نسبة الشوائب المئوية

متوسط نسبة الشوائب

التمرين العملي الثالث

الرطوبة

تقدير الرطوبة في كسب فول الصويا

الأدوات

فرن تجفيف عادية - مجفف زجاجي - علب رطوبة - ميزان حساس

خطوات العمل

- ١ - ضح ٣ علب رطوبة نظيفة بغطائها في فرن تجفيف على درجة ١٠٥م لمدة ساعة ثم اخرجها و ضعها في مجفف زجاجي حتى تبرد ثم زنها وكرر وضعها في الفرن ثم التبريد و الوزن حتى يثبت الوزن و سجله
- ٢ - زن في كل علب رطوبة حوالي ٢ جم من كسب فول الصويا الذي يجب ان يكون ناعسا متجانسا و اعرف وزنها بالضبط .
- ٣ - حرك علب الرطوبة بهزة خفيفة بحيث تتوزع العينة في قاعها بانتظام .
- ٤ - ضح العلب المحتوية على العينة وغطائها معها من غير ان تغطيها به في فرن التجفيف (يجب ان تكون درجة حرارة الفرن ١٠٥م قبل وضح العينة)
- ٥ - اترك العينة في الفرن لمدة ٣ ساعات ثم اخرج العلب وغطى كل منها بغطائها و ضعها في مجفف حتى تبرد ثم زنها .

النتائج

العينة (١) العينة (٢) العينة (٣)

١- وزن علبه الرطوبة فارغة بالغطاء (جم)

٢- وزن علبه الرطوبة ومعها العينة (جم)

٣- وزن العينة (جم)

٤- وزن العينة و علبه الرطوبة بعد التجفيف (جم)

٥- الفقد فى الوزن (٢ - ٤)

٦- نسبة الرطوبة = $\frac{٥}{٣} \times ١٠٠$

= متوسط النسبة المئوية للرطوبة

تقدير الرطوبة فى البرسيم الاخضر « بالطريقة المباشرة »

الأدوات

فرن تجفيف ذات مروحة - مجفف زجاجى - ورق اللومنيوم - ميزان حساس - مقص حاد

خطوات العمل

١- خذ ٣ عينات وزن كل منها حوالى ٢٠٠ جرام من البرسيم الاخضر بحيث تختار

النباتات الكاملة وذلك بطريقة عشوائية و سجل وزنها بالضببط

٢- زن ٣ قطع من ورق اللومنيوم ابعادها ١٥ x ٢٠ سم و سجل وزنها بالضببط

٣- قطع كل عينة من البرسيم على قطعة ورق اللومنيوم بواسطة مقص حاد قطعاً صغيرة

بحرص و عناية (بطول حوالى ١ سم) ووزعها على مساحة ورقة اللومنيوم مع ثنى

حواف ورقة الالومنيوم الى اعلى .

- ٤ - ضح العينات في فرن تجفيف درجة حرارة ٧٠م (فرن التجفيف ذي مروحة)
 لمدة ٢٤ ساعة ثم اخرج العينات واقفل حوافها وضعها في مجفف حتى تبرد. ثم زنها
 ثم اعد لفتح حوافها وضعها في فرن التجفيف مرة اخرى لمدة ساعة واحد العمل
 السابق حتى تحصل على وزن ثابت لها .

النتائج

عينة (١) عينة (٢) عينة (٣)

١ - وزن ورقة الالومنيوم

٢ - وزن العينة

٣ - وزن ورقة الالومنيوم والعينة بعد التجفيف

٤ - الفقد في الوزن (٣ - ٢ + ١)

٥ - نسبة الرطوبة = $100 \times \frac{4}{3}$

متوسط النسبة المثبتة للرطوبة =

تقدير الرطوبة في البرسيم الاخضر بالطريقة غير البهترة

الأدوات

- فرن تجفيف - افرخ من الورق او البلاستيك ابعاد متر x متر او اكثر - علب رطوبة بقطر
 مجفف زجاجي - خلاط او طاحون الهاف - ميزان طادي - ميزان حساس

خطوات العمل

- ١ - زن حوالي ١ - ٢ كيلوجرام من هيدان البرسيم الاخضر و سجل وزنها بالضبط
مستخدما ميزان عادي حساسية ١ جم .
- ٢ - وزع هيدان البرسيم على افرخ الورق او البلاستيك بعناية ، وضع الافرخ او البرسيم في
حجرة ذات هواء متجدد من غير تيارات مباشرة ، ويجب عدم تعرضها لاشعة الشمس
المباشرة و اتركها يوم او يومين مع تقلبيها من وقت لآخر ، حتى يتم جفافها هوائيا
ثم اتركها يوم او يومين مع تقلبيها من وقت لآخر ، وحتى يتم جفافها هوائيا ، ثم
اجمعها بعناية واعد وزنها و سجل الوزن و احسب الرطوبة الهوائية .
- ٣ - اطحن العينة في طاحونة الياف او خلاط حتى تتجانس
- ٤ - خذ ٣ و زنا في ٣ علب رطوبة بالطريقة السابق شرحها
- ٥ - ضعها في فرن تجفيف على درجة ١٠٥ م لمدة ٣ ساعات ثم اخرجها في مجفف
حتى تبرد و زنها و سجل وزنها .

النتائج

وزن عينة البرسيم الاخضر

وزن عينة البرسيم الجاف هوائيا

نسبة الرطوبة الهوائية = $\frac{\text{وزن العينة الجاف هوائيا}}{\text{وزن العينة الطازجة}} \times 100$

عينة (١) عينة (٢) عينة (٣)

- ١ وزن علة الرطوبة فارغة
- ٢ وزن العينة مع علة الرطوبة
- ٣ وزن العينة (١-٢)
- ٤ وزن العينة و علة الرطوبة بعد التجفيف
- ٥ الفقد في الوزن (٢-٤)
- ٦ نسبة الرطوبة (٥ ÷ ٣)

متوسط نسبة الرطوبة النهائية =

$$\text{الرطوبة الكلية} = م + \frac{ن (١٠٠ - م)}{١٠٠}$$

تقدير الرطوبة في الحوالب الأذوات

علب رطوبة - حمام رطوبى - ميزان حساس - ماصة نقل ٥ مل - مجفف زجاجى

خطوات العمل

- ١ - زن ٣ علب رطوبة ثابتة الوزن و سجلها
- ٢ - خذ ٥ مل من العولاس بواسطة الماصة و ضعها فى علب الرطوبة و زنهما و سجل وزنها بالضبط
- ٣ - سخن على حمام رطوبى حتى تتبخر معظم كمية الماء
- ٤ - تنظف علب الرطوبة من الخارج بقطعة نظيفة جافة و توضع فى فرن التجفيف على درجة ٧٠°م و تترك لمدة ٢٤ ساعة ، ثم تخرج و تبرد فى مجفف و توزن و يعاد وضعها فى الفرن لمدة ساعة ثم توزن و يكرر هذا حتى يثبت الوزن .

النتائج

عينة (١) عينة (٢) عينة (٣)

وزن علب الرطوبة فارغة بالغطاء -
وزن العينة و معها علب الرطوبة

عينة (١) عينة (٢) عينة (٣)

وزن العينة

وزن العينة وعلبة الرطوبة بعد التجفيف

الفقد في الوزن

$$\text{نسبة الرطوبة} = \frac{\text{الفقد في الوزن}}{\text{وزن العينة}} \times 100$$

= متوسط نسبة الرطوبة

حلول مسائل الكتاب

التمرين العملي الرابع

المواد

في فرن الاحتراق الأدوات

فرن احتراق - بواقي صيني - موقد بنزين - حامل - مثلث خزفي - ماسك بواقي -
ميزان حساس - مجفف زجاجي .

خطوات العمل

- ١ - زن ٢ بواقي نظيفة جافة و سجل وزنها بالضغط
- ٢ - زن من العينة وزنة في كل بودقة ما بين ١ - ٢ جم و سجلها
- ٣ - احرق مبدئياً على موقد بنزين مستخدماً المثلث الخزفي والماسك مع مراعاة ابعاد البودقة عن اللهب وتغطيتها اذا اشتعلت ، ثم اعادتها الى اللهب مرة اخرى وهكذا حتى تنفحم محتوياتها .
- ٤ - ضع البواقي في فرن احتراق و ارفع درجة حرارة الفرن الى درجة ٦٠٠ للعدة ٨ ساعات تبدأ من وصول درجة حرارة الفرن الى الدرجة المطلوبة
- ٥ - بعد مضي المدة تطفأ الفرن وبعد انخفاض درجة حرارتها الى ٦٠ - ٧٠ درجة تفتح و تخرج البواقي و توضع في مجفف حتى تبرد ثم توزن (يجب ملاحظة عدم فتح فرن الاحتراق و هي مرتفعة الحرارة لاي سبب من الاسباب)

النتائج

عينة (١) عينة (٢) عينة (٣)

- ١ - وزن البودقة
- ٢ - وزن البودقة والعينة
- ٣ - وزن العينة (٢ - ١)
- ٤ - وزن الرماد والبودقة
- ٥ - وزن الرماد (٤ - ١)
- ٦ - نسبة الرماد $100 \times \frac{5}{3}$

متوسط النسبة المئوية للرماد

على موقد بنزن

الأدوات

موقد بنزن - بواقق - حامل - مثلث خزفي - ميزان حساس - مجفف زجاجي

خطوات العمل

- ١ - اوزن ٣ بواقق كما في التجربة السابقة و سجل او زانها و زن في كل منها عينة ما بين ١ - ٢ جم و سجل وزنها بالضبط .
- ٢ - احرق على موقد بنزن بالطريقة السابقة حرقا مبدئيا حتى تنفحم محتويات البودقة مع مراعاة عدم اشتعالها .
- ٣ - اترك البودقة على اللهب الشديد ما بين ٢ - ٣ ساعات حتى يتحول لونها الى

اللون الابيض

- ٤ - ارفع البوداق من على اللهب وضعها في مجفف حتى تبرد ثم زنها ، وكرر وضعها على موقد بنزن ربح ساعة والوزن حتى يثبت الوزن و سجله .

النتائج

عينة (١) عينة (٢) عينة (٣)

- ١ - وزن البودقة
- ٢ - وزن البودقة والعينة
- ٣ - وزن العينة (١-٢)
- ٤ - وزن الرماد والبودقة
- ٥ - وزن الرماد (١-٤)
- ٦ - نسبة الرماد = $\frac{٥}{٣} \times ١٠٠$

متوسط نسبة الرماد المشوية =

حلول مسائل الكتاب

التمرين العملى الخامس

(البروتين الحام)

بطريقة ماكروكلداهل

وهى تناسب التقدير فى مواد العلف التى يقل فيها البروتين عن ١٦ ٪

جهاز ماكروكلداهل (هضم و تقطير) - بعض من حبوب الزنك
ميزان حساس ، حبوب هانجر - ماء مقطر - سحاحة عادية - مخبر

الأدوات

المحاييل

- مخلوط الهضم ويتكون من ٩٩ ٪ كبريتات صوديوم ، ١ ٪ كبريتات نحاس
- حمض كبريتيك مركز خالى من الازوت
- حمض بوريك مشبع (تحضيره فى اخر الكراسه)
- حمض ايدروكلوريك ارمهارى (تحضيره فى اخر الكراسه)
- ايدروكسيد صوديوم ٤٣ ٪ (تحضيره فى اخر الكراسه)
- دليل البروموكريزول جرين (تحضيره فى اخر الكراسه)

الهضم

- ١ - زن وزنة من مادة العلف فى كل من ٣ دوارق هضم ماكروكلداهل (٥٠٠ مل)
فى حدود ١ - ٣ جرام ، ثم سجل وزنها بالضبط .
- ٢ - اضع الى كل عينة ١٠ جم من مخلوط الهضم
- ٣ - اضع الى المخلوط ٠ من حيوب هانجر المنظم للخلجان
- ٤ - اضع بعد ذلك ٢٥ مل من حمض الكبريتيك المركز مستخدما المخبر المدرج
- ٥ - ضع دورق كلداهل على سخان مشغل سخانات الجهاز واستمر حتى يروق المحلول ويتوقف تصاعد الابخرة الكثيفة والسوداء (ويستغرق هذا ما بين ٤٥ - ٦٠ دقيقة)
- ٦ - عند تمام عملية الهضم يطفأ السخان ويترك الدورق ومحتوياته ليبرد تدريجيا حتى يصبح دافئا
- ٧ - اضع الى محتويات الدورق الدافئ حوالى ١٥٠ مل م٠ مقطر (نلاحظ ارتفاع درجة حرارة المخلوط) فاتركها تبرد .

التقطير

- ١ - جهز اوعية استقبال التقطير بوضع ١٠٠ مل من محلول حمض البوريك المشبع
- ٢ - ضع عليها ٣ نقط من الدليل (البرومو كبريتول جرين)
- ٣ - يركب جهاز التقطير على دورق الاستقبال بحيث تنحرف انبوبة التقطير اسفل سطح حمض البوريك فى دورق الاستقبال ، ويشغل تيار الماء فى المكثف
- ٤ - اضع ١٠٠ مل من الصودا الكاوية المركزة (٠/٠٤٣) ببطء على جدران دورق الهضم و اضع اليها بعض من حيوب الزنك .
- ٥ - ابدأ فى تشغيل السخانات وتأكد من سلامة وصلات الجهاز وعدم تسرب غازات منه
- ٦ - يحتمر التقطير منتهيا بعد جمع ١٥٠ مل من المتقطر .

المعايرة

يُعَايَر المحلول المركب من حمض البيوريك و النشادر المحتجزة (لون أزرق مع الدليل)
بمحلول معلوم القوة من حمض الأيدروكلوريك (ار . ٠ ماري) و نقطة التعادل هي التي يتحول
فيها اللون الى الاخضر (لون الدليل في الوسط الحمض اصفر) .

النتائج

عينة (١) عينة (٢) عينة (٣)

١-وزن العينة

٢-حجم الحمض اللازم للمعايرة

٣-كمية الأزوت = حجم الحمض \times ار \times ١٤ =

٤-كمية البيوتين = كمية الأزوت \times ٦,٢٥ =

٥-النسبة المئوية للبيوتين $\frac{4}{1} \times 100 =$

متوسط النسبة المئوية للبيوتين الخام

بطريقة ميكروكلداهل

وهي تناسب المواد التي تحتوي على نسبة عالية من البيوتين (اكثر من ١٦ ٠٠)

جهاز تقطير ميكروكلداهل (المعدل) - ورق هضم كلداهل

٥٠ مل - سخان - ورق شفاف (يمكن استعمال ورق البافرة)

ماسة نقل الاحماض القياسية - ميزان حساس - سحاحة انوماتيكية

الأدوات

ميكرومترية - مخبار مدرج ٥٠ مل ، ماصقل ١٠ مل

المحاليل

- مخلوط الهضم ويتكون من : ١٠٠ جزء كبريتات يوتا سيوم ، ١٠ جزء كبريتات نحاس ، ٥ أجزاء من السيلينيوم المطحون .
- حمض كبريتك مركز خالي من الازوت
- حمض بوريك مشبع (تحضيره في آخر الكراسة)
- حمض ايدروكلوريك ٠.١ عيارى (تحضيره في آخر الكراسة)
- ايدروكسيد صوديوم (٤٣ ٪) (تحضيره في آخر الكراسة)
- الدليل المختلط (تحضيره في آخر الكراسة)

الهضم

- ١ - اصنع قرطاسا صغير الحجم من الورق الرقيق الشفاف ثم زنه و ضح فيه حوالى ٢٠ ملجم من مادة العلف (التى يجب ان تكون ناعمة و متجانسة تماما) و سجل وزنها بالضبط و كرر ذلك ثلاث مرات و اقلل القواطيسر الثلاث بعناية و حرص و ضح كل منها فى دورق هضم ميكروكلداهل سعة ٥٠ مل ٠ و اضف اليه حوالى ٠.١ جم من مخلوط الهضم .
- ٢ - اغتف الى كل دورق ٢ مل من حمض الكبريتيك المركز بعاصه نقل قياسية خاصة بالاحماض المركزة .
- ٣ - ضح الدورق على السخان و انتظر حتى تنهى الابخرة عن التصاعد و يصبح المحلول رائقا ، و يستمر الهضم حوالى ٢٠ دقيقة
- ٤ - ارفع الدورق من على السخان و انتظر حتى يبرد ، ثم ضح قليلا من الماء المقطر على جدران الدورق من الداخل ثم ضعه على السخان مرة اخرى ثم استمر فى الهضم

- مرة اخرى حتى يتشبه خروج الابخرة (٣ - ٥ دقائق) .
- ٥ - ارفع الدورق واتركه يبرد على درجة حرارة الغرفة .

ملاحظة

في هذه الحالة يستخدم محتوى الدورق كله للتقطير في جهاز تقطير ميكروكلداهل وقد يلجأ البعض، زيادة في الدقة لان يجرون عملية الهضم بطريقة ماكروكلداهل كما سبق شرحه ويخفف محتوى الدورق بعد ذلك في دورق معيارى الى حجم مناسب ٢٥٠ او ٥٠٠ مل ثم يأخذ منه حجم مناسب ٥ - ٢٥ مل ليجرى عليه التقطير في جهاز تقطير ميكروكلداهل المعدل ، وعند الحساب تفرب كمية الازوت المقدرة في مقلوب التخفيف.

التقطير

- ١ - اغسل جهاز ميكروكلداهل ثم ضح ١٠ مل حمض بوريك مشبع في قابلة الجهاز ، وضح عليها ٢ - ٣ نقط من الدليل ، يظهر لون بنفسجى ، ثم ضعها في موضعها بحيث تكون نهاية طرف انبوية الجهاز مغموسة في الحمض داخل القابلة .
- ٢ - انقل محتويات دورق الهضم كما بكمية مناسبة من الماء المقطر الى انبوية التقطير (في حالة الهضم بماكروكلداهل تؤخذ من دورق التخفيف ثلاثة حجوم بالعادة وتقطر كل منها على حدة)
- ٣ - اضف ٢٠ مل من ايدروكسيد الصوديوم ٤٣ ٪ الى انبوية التقطير ثم اكمل بالماء المقطر الى الحجم المناسب .
- ٤ - اقلل الجهاز واستمر في التقطير حتى الغليان ثم استمر بعد الغليان لمدة ٥ دقائق ويجب ملاحظة ان تكون درجة الغليان مناسبة وذلك بحيث يمكنك جمع حوالى ٥٠ مل من المتقطر في حمض البوريك خلال هذه المدة .

٥ - ارفع القابلة التي تحول لونها الى اللون الاخضر ثم ارفع اللهب من تحت الجهاز
لكى يفرغ محتوياته .

المعايرة

طير الامونيا الموجودة مع حمض اليوريك فى القابلة بحمض مناسب تكون قوته ما بين
٠.١ - ٠.٢ ر عمارى ، حتى يظهر اللون البنفسجى مرة اخرى .

النتائج

عينات (١) عينات (٢) عينات (٣)
(١)(٢)(٣) (١)(٢)(٣) (١)(٢)(٣)

وزن العينة (جم)

حجم الحمض اللازم للمعايرة

متوسط حجم المعايرة

كمية الازوت (متوسط الحجم $14 \times 0.1 \times$ ر)

كمية البروتين (كمية الازوت $6.25 \times$)

النسبة المئوية للبروتين $100 \times \frac{\text{كمية البروتين}}{\text{وزن العينة}}$

متوسط النسبة المئوية للبروتين

تجربة تصحيح الخطأ "البلانك"

لزيادة الدقة تجرى تجربة تصحيح الخطأ حيث يؤخذ دووق هضم اخر و يوضع فيه ورقة الشفاف
بدون العينة و يخاف مخلوط الهضم و الحمض و تجرى عملية نفس الخطوات مع العينة و فى نفس
الوقت و فى النهاية تحسب كمية الازوت او بمعنى اخر حجم الحمض القياسى الذى يعاير
لون الدليل فى تجربة البلانك و تطرح من جميع احجام السحاحة فى العينات .

التمرين العملي السادس

تقدير البروتين الحقيقي

الأدوات

نفس الأدوات تقدير البروتين الخام السابقة ، بالإضافة الى :
قمع بوختر - ورق ترشيح رقم ٥٠ دورق تفرغ - مضخة شفط مائية او هوائية او زيتية
هون صيني باليد ، ماصات قياسية ، دورق معيارى ٢٥٠ مل ، ماصة نقل ١٠ مل

المحاليل

بالإضافة الى المحاليل المستخدمة فى تقدير البروتين الخام يستخدم
محلول ٠/٠٥ من ثالث كلورور الخليك (تحضيره فى آخر الكراسة)

خطوات العمل

- ١ - زن بالضبط ١ - ٢ جم من المادة المجففة هوائيا والتي يجب ان تكون ناعمة جدا ومتجانسة وضعها فى هون صينى نظيف
- ٢ - ضع على العينة ١٥ مل من محلول ثلاثى كلورو حمض الخليك ٠/٠٥ ثم اعجنها جيدا بواسطة يد الهون
- ٣ - انقل محتويات الهون الى قمع بوختر عليه ورقة ترشيح رقم ٥٠ مستخدما الماء المقطر وجهاز ترشيح تحت تفرغ وافسل بالماء المقطر
- ٤ - استقبل المترشح فى دورق معيارى ٢٥٠ مل بعد نهاية الترشيح يكمل الدورق للعلامة ، ثم يؤخذ منه ١٠ مل ويقدر فيها الازوت بطريقة كلداهل السابقة
- ٥ - يقدر الازوت الكلى فى العينة الاصلية ويحسم منه الازوت الذائب والباقى يمثل

الازوت البروتينى الحقيقى يغيرب فى ٦ر٢٥ ليعطى البروتين الحقيقى

٦ - يكرر هذا العمل مع ثلاث مكررات وتسجل النتائج

النتائج

عينة (١) عينة (٢) عينة (٣)
(١)(٢)(٣)(١)(٢)(٣)(١)(٢)(٣)

١ وزن العينة

٢ حجم المعايرة

٣ كمية الازوت (الحجم x القوة x ١٤)

٤ متوسط الازوت فى العينسات

٥ كمية الازوت الكلى (كمتوسط)

٦ النسبة المئوية للازوت الذائب

٧ النسبة المئوية للازوت الكلى

٨ النسبة المئوية للازوت البروتينى (٦ - ٧)

النسبة المئوية للبروتين الحقيقى (٨ x ٦ر٢٥)

حلول مسائل الكتاب

٢٠

التمرين العملي السابع

تقدير الدهن الخام

الأدوات

جهاز سوكلت - فرن تجفيف - ميزان حساس - قمع صغير - مجفف زجاجي
اثير بترولى (ديجة غليانه ٦٠ - ٨٠) فى حالة عدم وجود الكستبان بجهاز سوكلت
يمكن الاستعاضة منه بورق الترشيح .

خطوات العمل

- ١ - زن ٣ عينات (حوالى ٢ جم) من المادة المراد تقدير الدهن بها و ضعها
مع ورق الترشيح و قابلة جهاز سوكلت و اجزائة الزجاجية فى فرن تجفيف على
درجة ٩٥ م^٠ و اتركها ٣ ساعات ثم اخرج العينات والقوابل و ضعها فى مجفف حتى
تبرد ثم زنها و استمر على ذلك حتى يثبت الوزن و سجله للعينات والقابل .
(يمكن وزن عينات تقدير الدهن من المادة الجافة المتبقية بعد تقدير الرطوبة مباشرة)
- ٢ - تخرج اجزاء الجهاز و تركيب تلف العينة فى ورقة الترشيح و تحزم بخيط او سلك رفيع
و توزن بالضبط
- ٣ - توضع العينة فى الجزء الوسطى من الجهاز (سوا فى ورقة الترشيح او فى الكستبان
(و فى حالة استخدام الكستبان يغطى فوق العينة بالقطن او الصوف الزجاجي
الذى سبق غسله جيدا بالايثير و تجفيفه)
- ٤ - يشغل تيار الماء فى المكثف ، و يصب الاثير البترولى من اعلى الجهاز باستعمال

- قمصغير و ذلك حتى تمتلى المنطقة الوسطى ويعمل السيفون مرة ، وبعد انتهاء تفريخ السيفون الى القابلة يعاد الصب من القمع حتى تمتص الجزء الوسطى
- ٥ - يشغل سخان و يراقب حتى يغلى الاثير ، يلاحظ تكثيف المكثف وكفائه و افضل جودة تشغيل عندما تكون سرعة نزول نقط الاثير البترولوى من المكثف بمعدل ١٠٠ - ١٢٠ نقطة فى الدقيقة او يتم عمل ٦ تفريخات (سيفونات) فى الساعة
- ٦ - استمر فى عملية الاستخلاص لمدة ٦ - ٨ ساعات
- ٧ - بعد مضي العدة يطفأ السخان و يترك الجهاز حتى يبرد ثم تخرج العينة و يخرج الاثير من الجزء الوسطى و يفضل ان يكون ذلك عقب املافة و قبل عمل التفريخ ثم يعاد تركيب الجهاز و التسخين لحين قرب انتهاء الاثير من القابلة ،
- ٨ - ضد اذن تطفأ السخانات و يفك الجهاز بحرر لفصل القابلة و تسخينها على حمام رملى مع لفها حتى يتبخر الجزء المتبقى من الاثير و يكون الدهن غشاً رقيقاً على جدرانها ، حيث تنظف جيداً من الخارج بقطعة جافة و توضع فى فرن التجفيف
- ٩ - توضع كل من العينة المتبقية فى ورقة الترشيح و القابلة المحتوية على الدهن فى فرن التجفيف على درجة ٩٥ م لمدة ٣ ساعات ثم تخرج و تبرد و توزن و يكرر العمل حتى يثبت الوزن فيسجل "

النتائج

عينة (١) عينة (٢) عينة (٣)

- ١ - وزن الكستبان (او ورقة الترشيح)
- ٢ - الوزن مع العينة الجافة هوافيا
- ٣ - الوزن الجاف تماماً للعينة وورقة الترشيح
- ٤ - وزن القابلة الجافة الثابت
- ٥ - وزن العينة الجافة وورقة الترشيح بعد الاستخلاص

عينة (١) عينة (٢) عينة (٣)

٦ - وزن القابلة والدهن بعد التحفيف

٧ - وزن الدهن (٦ - ٤)

(٣ - ٥)

٨ - النسبة المئوية للدهن $\frac{٧}{٤}$

متوسط النسبة المئوية للدهن

حلول مسائل الكتاب

التمرين العملى الثامن

الألياف

الأزوات

كشوس ٦٠٠ مل - ماء مقطر - ميزان حساس - مجفف زجاجى - ماسك كشوس
سخان مسطح - جهاز ترشيح مع التفريخ - قمع زجاجى - شبكة نحاسية -
اسبوستوس (مغسول بالحفص والقلوى و محروق) ، مقلب زجاجى فى نهايته كاوتش
فرن تجفيف - فرن احتراق (او موقد بنزن) - بواشق صينى - دوارق مخروطية
سعة ١ لتر .

المحاثيل

- ١ - حمض كبريتيك ٠.٥% (تحضيره فى اخر الكراسه)
- ٢ - ايدروكسيد صوديوم ٠.٥% (" " ")
- ٣ - حمض ايدروكلوريك ٠.٥% (" " ")
- ٤ - كحول ايثيلى مطلق
- ٥ - اثير (داي ايثيل اثير) او اثير بترول

خطوات العمل

- ١ - تؤخذ كمية ٢٠٠ مل لكل عينة من حمض الكبريتيك ١٢.٥ ٪ (١٥٠ ماء مقطر + ٥٠ مل من الحمض ٥ ٪) وكمية ٢٠٠ مل لكل عينة من الصودا الكاوية تركيز ١٢.٥ (١٥٠ ماء مقطر + ٥٠ من الصودا ٥ ٪) وكمية من الماء المقطر فى دوارق مخروطية وتوضع على الساخن لتكون دائما جاهزة قرب الخليان .
- ٢ - توزن بالضبط عينة (٣ عينات مكررات) من المادة المراد تحليلها بشرط ان تكون ناعمة (تتفد من منخل قطر ثقبه ١ مم) وتنقل كليا الى كأس سعته ٦٠٠ مل وبه علامة عند حجم ٢٠٠ مل
- ٣ - يضاف الى المادة التى بالكأس محلول ساخن قرب الخليان من حمض الكبريتيك ١٢.٥ فى المئة ويغلى لمدة نصف ساعة مع ملاحظة سطح المحلول فى الكأس وتزويده باستمرار بالماء المقطر الذى يغلى بحيث يظل تركيز المحلول ثابتا ودرجة الحرارة لا تتغير طوال النصف الساعة .
- ٤ - بعد انتهاء الوقت المحدد يكون قد جهز جهاز الترشيح و جهزت به طبقة الاسبوستوس فيصب محتوى الكأس ويرشح عليها ثم يغسل الكأس والعينة بالماء المقطر الساخن
- ٥ - يحاد المتبقى فوق طبقة الاسبوستوس مع طبقة الاسبوستوس الى الكأس ويضاف اليها الصودا الكاوية الساخنة تركيز ١٢.٥ ٪ وتغلى لمدة نصف ساعة ويراعى فيها ما مروى فى المرة السابقة ثم ترشح على طبقة اسبوستوس اخرى .
- ٦ - تغسل الكأس بالماء الساخن المقطر وتغسل به العينة ثم تغسل ب ٥٠ مل من حمض الايدروكلوريك الساخن ٣ مرات ثم مرة بالكحول ومرة بالاثير .
- ٧ - تنقل المادة المتبقية والاسبوستوس الى بوتقة نظيفة
- ٨ - توضع البودقة فى فرن تجفيف على درجة ١٠٥^م وتترك لمدة ٣ ساعات ثم تؤخذ بعد ذلك وتوضع فى المجفف وبعد تبريدها توزن ويعاد وضعها فى الفرن والتبريد والوزن حتى يثبت الوزن .

٩- تحرق محتويات البودقة فى فرن احتراق على درجة ٦٠٠ م لمدة ٨ ساعات
او على موقد بنزن لمدة ساعتين و تخرج و تبرد فى مجفف و توزن و تكرر حتى
يثبت الوزن .

النتائج

عينة (١) عينة (٢) عينة (٣)

- ١ - وزن العينة
- ٢ - وزن العينة و الاسبيستوس قبل الحرق
- ٣ - الوزن بعد الحرق
- ٤ - وزن الالياف الخام (٣ - ٢)
- ٥ - النسبة المئوية للالياف $\frac{5}{1}$

متوسط النسبة المئوية للالياف

حلول مسائل الكتاب

التمرين العملي التاسع

تقدير المستخلص الخالي من الأزوت

تجمع المكونات السابقة ويطرح المجموع من ١٠٠ فنحصل على النسبة المئوية للمستخلص الخالي من الأزوت ويكون جدول التحليل النهائي كالآتي

جدول التحليل النهائي الروتيني لعواد العلف

اسم مادة العلف	النسب المئوية للمكونات الرئيسية				
	الرطوبة الخام	الرماد الخام	البروتين الخام	الدهن الخام	الألياف الخام
المستخلص الخالي من الأزوت					

حلول مسائل الكتاب

تحضير الحائل

تحضير المحاليل

HCl 2N

(١) حمض ايدروكلوريك ٢ عيارى

=====

ضع ٨٣٠ مل ماء مقطر فى دورق مخروطى سعة ١ لتر باستخدام مخبر مدرج ٥٠٠ مل ، ثم اضع عليها بحرص ١٧٠ مل من حمض ايدروكلوريك مركز (كثافته ١.١٨ - ١.١٩) وذلك باستخدام مخبر مدرج ١٠٠ مل .

(٢) فاثيلات البوتاسيوم الحامضية ٠.١ عيارى
 $C_6H_4(COOH)COOK$ 0.1N
 =====

اوزن زجاجة ساعة نظيفة جافة وسجل وزنها واوزن عليها ٢٠.٤١٢ جم من فاثيلات البوتاسيوم الحامضية (مادة اولية) عليها علامة المادة الاولية من ماركة موثوق بها مثل (BDH) و (Mereck) وغيرها ، ثم انقلها نقلا كميما الى دورق معيارى ١٠٠٠ مل ، ثم رج جيدا حتى تمام الذوبان ثم اكمل للعلامة ثم يسد بسدادته ويرج بتكيسة وعدله مع امسك السدادة خمسة مرات .

NaOH 0.1N

(٣) ايدروكسيد صوديوم ٠.١ عيارى

=====

اوزن زجاجة ساعة نظيفة جافة واوزن عليها ٤.٢٢ جرام من ايدروكسيد الصوديوم النقى وانقلها نقلا كميما الى دورق مخروطى سعة ١ لتر عليه علامة لحجم لتر او بان يكون مدرجا ورج جيدا ، ثم اغسل سحاحة ميكرومترية بالماء المقطر ثم بكمية مناسبة من محلول فاثيلات البوتاسيوم الحامضية ٠.١ عيارى السابق تحضيره رقم (٢) ثم املاها به واضبطها على صفر التدريج .

اغسل ماصة قياسية سعة ١٠ مل بالماء المقطر ثم بحللول ايدروكسيد الصوديوم

السابق تحضيره ثم انقل منه ١٠ مل الى دورق مخروطى ٥٠ مل ، ثم ضع عليه نقطتين من دليل الفينول فيثالين يتكون لون قرنفلى

عاير من السحاحة حتى زوال اللون و سجل حجم الفاثيلات المستخدم ، وكرر هذا العمل عدة مرات واحسب متوسط حجم الفاثيلات المستخدم فى المرات المختلفة (ح)

$$\frac{ح}{١٠٠} = ق \quad \text{حيث ق (ق) حيث ق} = \frac{ح}{١٠٠}$$

احسب الحجم (حج) المطلوب من ايدروكسيد الصوديوم لتكوين ١ لتر من المحلول المطلوب حيث حج = $\frac{١٠٠٠٠}{ح}$ او حج = $\frac{١٠٠}{ق}$

خذ هذا الحجم من ايدروكسيد الصوديوم المحضر فى الدورق المخروطى السابق ذكره وذلك باستخدام ادوات القياس الحجمية المناسبة وانقلها الى دورق معيارى ١٠٠٠ مل ثم اكمل بالماء المقطر حتى العلامة ورج .

HCl 0.1N

(٤) حمض ايدروكلوريك ارميارى :

- ١ - اضف فى دورق مخروطى ١٠٠٠ مل ماء مقطر باستخدام المخبار المدرج ٥٠٠ مل واضف اليها ١٠ مل من حمض الايدروكلوريك باستعمال ماصة نقل الاحماض او مخبار مدرج سعة ١٠ مل او ٢٥ مل ورج جيدا .
- ٢ - اغسل سحاحة ميكرومترية بالماء المقطر ثم بكمية مناسبة من المحلول المحضر فى الخطوة السابقة ، ثم املاها به واضبطها على صفر التدريج .
- ٣ - اغسل ماصة انقل سعة ١٠ مل بالماء المقطر ثم بمحلول ايدروكسيد الصوديوم السابق تحضيره رقم (٣) ثم انقل بها منه ١٠ مل الى دورق مخروطى ٥٠ مل نظيف جفاف . وضع عليه نقطتين من دليل الفينول فيثالين يتكون لون قرنفلى .
- ٤ - عاير من السحاحة حتى زوال اللون و سجل حجم الحمض المستخدم ، وكرر هذا

العمل عدة مرات ، واحسب متوسط حجم الحمض المستخدم فى المرات المختلفة

$$(ح) \text{ واحسب قوة الحمض (ق) حيث } ق = \frac{1}{ح}$$

٥ - احسب الحجم (حج) المطلوب من الحمض لتكوين ١ لتر من المحلول المطلوب

$$\text{حيث حج} = 100 \times ح \text{ او } \frac{100}{ق}$$

٦ - خذ هذا الحجم من حمض الايدروكلوريك الذى سبق تحضيره بادوات قياسية حجمية

معيارية مناسبة ، وانقلها الى دورق معيارى ١٠٠٠ مل مع ملاحظة ان تغسل

جميع هذه الادوات الحجمية قبل الاستعمال مباشرة بالمحلول المقاس .

٧ - اكمل بالماء المقطر حتى العلامة ورج .

(٥) حمض الايدروكلوريك ٠.١ ن عيارى : HCl 0.01 N
=====

خذ ١٠٠ مل من محلول حمض الايدروكلوريك السابق ضبطه ار عيارى رقم (٤)

باستعمال ماصة ٢٥ مل انقلها الى دورق معيارى سعة ١٠٠٠ مل ثم اكمل الى العلامة

بالماء المقطر ثم رج .

(٦) حمض البوريك المشبع : Saturated boric acid
=====

خذ زجاجة ساعة نظيفة جافة واوزنها ثم زن عليها ٤٠ جرام من حمض البوريك

النقى ، انقل نقلا كميالى دورق مخروطى واضف اليها ١٠٠٠ مل ماء مقطر بمخبر

ورج جيدا حتى تمام الذوبان ، يمكنك تدفئة المحلول قليلا لسهولة واسراع ذوبان

الحمض .

(٧) ثالث كلورور حمض الخليك ٥ ٪ : Trichloroacetic acid 5%
=====

زن زجاجة ساعة نظيفة جافة وزن عليها ٥ جرام من ثالث كلورور حمض الخليك غير المتسمى (Trichloroacetic acid) وانقلها كميًا الى دورق مخروطي ٢٥٠ مل واضف اليها ١٠٠ مل ماء مقطر بواسطة مخبار مدرج ثم رج جيدا واحفظ في ثلاجة . بعد تغطيته بالبارافيلم او نقله الى زجاجة نظيفة بغطاء .

(٨) دليل البروموكريزول جرين : Bromocresol green
=====

اوزن ٠١ جرام من بكرة البروموكريزول جرين وضعها في دورق مخروطي ٢٥٠ مل واضف اليها ١٠٠ مل ماء مقطر بمخبار مدرج ورج جيدا ، ثم انقلها الى زجاجة دليل نظيفة .

(٩) الدليل المختلط : Mixture indecator
=====

اوزن ٠٢ جرام من دليل الميثيل الاحمر (Methyl Red) البكرة وانقلها الى دورق مخروطي ٢٥٠ مل واضف اليها ١٠٠ مل كحول ايثيلي مطلق ورج جيدا حتى تمام الذوبان .

ثم اوزن ٠١ جرام من دليل الميثيلين الازرق (Methylene Blue) وانقلها الى دورق مخروطي اخر واضف اليها ١٠٠ مل كحول ايثيلي ٧٠ ٪ ورج حتى تمام الذوبان .

اخلط المحلولان السابقان معا ورج ثم انقلها الى زجاجة الدليل النظيفة .

(١٠) ايدروكسيد الصوديوم ٠/٠٥ : NaOH 5% W/V
=====

زن وجاجة ساعة واوزن عليها ٥١ جرام من ايدروكسيد الصوديوم النقى من ماركة موثوق بها وضعبها فى دورق مخروطى ١ لتر ثم اضف اليها كمية مناسبة من مخبار مدرج سعة ١ لتر مملوء الى العلامة النهائية بالماء المقطر ورج حتى تمام الذوبان ثم اكمل بقية الماء المقطر من المخبار ، هذا المحلول يجب ان تكون عياريته ١٢٥ بالضببط و لذلك يجب ضبطه بدخول فائضات البوتاسيوم الحامضية كالآتى :

١ - املاء سحاحة ميكرومترية بمحلول فائضات البوتاسيوم الحامضية السابق تحضيرها رقم (٢) واضبطها على صفر التدريج .

٢ - ضح ١٠ مل من الماء المقطر فى دورق مخروطى ٥٠ مل واضف اليه ١ مل من محلول ايدروكسيد الصوديوم المحضر وذلك بواسطة ماصة نقل ١ مل وضح عليه نقطتين من دليل الفينول فيثالين يتكون لون قرنفلى .

٣ - طير بمحلول الفائضات حتى يزول اللون وكرر العمل عدة مرات مع تسجيل القراءة واحسب متوسط القراءات (ح) واحسب قوة المحلول ق حيث $Q = \frac{C}{10}$ اذا كانت القوة اكبر من ١٢٥ يحسب الحجم الذى يكمل اليه المحلول (حج) حيث: $حج = \frac{100}{125} C$

انقل هذا الحجم المتحصل عليه (حج) من المحلول غير المضبوط الى دورق جديد واضف اليه حجم الكمل الى لتر بما صحت النقل المناسبة .

(١١) حمض الكبريتيك ٠/٠٥ : H₂SO₄ 5% W/V
=====

١ - ضح ٩٧٥ مل ماء مقطر بواسطة مخبار مدرج فى دورق مخروطى ثم اضف اليها ٢٢ مل من حمض الكبريتيك المركز (AnalaR) كفافته لا تقل عن ٩٦ ٪

هذا المحلول يجب ان تكون عيارته ١٠٢ ر بالضببط و لذلك يتم ضبطه بمعيارته
بالمحلول السابق (رقم ١٠) كالآتى :

تغسل سحاحة نظيفة و تملأ بمحلول الحمض، تضبط على صفر التدرج
يوضع ١٠ مل من محلول ايدروكسيد الصوديوم السابق الذى عيارته ١٢٥ ر بالضببط
ويوضح عليه نقطتان من دليل الفينول فيثالين و يعاير عليه حتى زوال اللون الاحمر
ويكرر هذا العمل عدة مرات ، و يجب ان يكون متوسط الحجم ١٢٥ ر مل ، فاذا
كان كذلك كان تركيز الحمض مضبوطا و اذا كان الحجم اكبر من ذلك يضاف الى المحلول
فى الدورق السابق تحضيره ١ مل من الحمض المركز و يعاد العمل من جديد و اذا كان
الحجم اقل وليكن ح تحسب قوته حيث $ق = \frac{١٢٥}{ح}$ ومنها يحسب الحجم
المطلوب لتكوين لتر بالعيارية المطلوبة
وهى $= \frac{١٠٠٠ \times ١٠٢ \times ح}{١٢٥}$

و عند الحصول على هذه القيمة تنقل كمها بادوات حجمية معيارية الى دورق معيارى
و يكمل الدورق للعلامة و يرج .

HCl 5 %

(١٢) حمض ايدروكلوريك ٠/٥ %

=====


اضف ماء مقطر فى دورق مخروطى حتى متعطفة تقريبا ، اضف اليه ٥٠ مل من حمض
الايدروكلوريك المركز (كثافته ١١٨ - ١١٩) باستخدام المخبار النظيف الجاف
ثم رج جيدا ، اكمل بالماء المقطر الى حجم ١ لتر و رج .

NaOH 43%^ه

(١٣) ايدروكسيد صوديوم ٤٣٪ :

=====

ضع حوالي ٥٠٠ مل ماء مقطر في دورق مخروطي مدرج سعة لتر ، ثم زن كأس
 ٦٠٠ مل نظيف جاف على ميزان عادي ثم زن فيه ٤٣٠ جرام من ايدروكسيد الصوديوم
 النقي ، انقل حبيبات ايدروكسيد الصوديوم قليلا قليلا الى الدورق المخروطي مع
 التقليب المستمر (مع ملاحظة ان المحلول ترتفع درجة حرارته جدا فيجب الاحتراس من
 ذلك وابعاد بخار الماء المتصاعد عن الانف والعين) وكلما ذابت الكمية المضافة
 تضاف كمية جديدة ، قرب انتهاء كمية الصودا اضف جزء من الماء الى قرب علامة
 اللتر في الدورق المخروطي واستمر في الاذابة حتى تمام الذوبان وبعدها اترك المحلول
 يبرد ثم اكمل بالماء المقطر الى العلامة .



رقم الايداع بدار الكتب والوثائق القومية

١٩٩٠ / ٨٤١١

الناشر

دار الهدى

للتأليف والنشر والتوزيع